

wir machen Menschen mobil !

# Opel Corsa Combo

## Rollstuhlgerechtes Transportfahrzeug




[www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)

wir machen Menschen mobil !

### Fahrzeugmaße nach dem Umbau:

1	Gesamtlänge	4230 mm
2	Gesamtbreite	1690 mm
3	Gesamthöhe	1810 mm
4	Durchfahrhöhe	1390 mm
5	Innenhöhe	1420 mm
6	Bodenausschnittbreite	810 mm
7	Bodenausschnittlänge	1540 mm

Unsere Umbauten sind handwerkliche Einzelanfertigungen, geringfügige Abweichungen von angegebenen Maßen sind daher nicht auszuschließen.



### Behindertengerechte Ausstattung:

- ▶ tieferliegenden, KTL beschichteter Fahrzeugboden
- ▶ faltbare Alu-Auffahrrampe von ca. 1250 mm Länge ( im Außenbereich schwarz beschichtet)
- ▶ neuer V2A- Tank mit 42 Liter Inhalt
- ▶ 4-Punkt-Rollstuhlhaltesystem mit
  - elektrisch, von hinten entriegelbaren Gurtrollern vorne
  - 2 Spannretractoren hinten
- ▶ Automatik- Beckengurt für den Rollstuhlinsassen
- ▶ Reifenpannenset

### Sonderausstattung:

- ▶ Hydraulische Heckabsenkung mit kürzerer Alu-Auffahrrampe ca. 700 mm lang
- ▶ Dachspoiler mit Sichtscheibe nach vorne, incl. Himmelverkleidung und nicht sichtbarem Sicherheitsüberrollbügel.
- ▶ Notsitz quer zur Fahrtrichtung
- ▶ Einzelsitze links oder rechts in Fahrtrichtung
- ▶ klappbare Rücksitzbank
- ▶ Haltegriffe für den Rollstuhlinsassen
- ▶ Aluseitenverkleidung im Rollstuhlbereich
- ▶ Montage des beigelegten Ersatzrades
- ▶ Zusatzblinkleuchten
- ▶ Prallkissen

Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten nach Ihren Wünschen.

### Qualität mit Zertifikat:

- ▶ 1 Jahr Umbaugarantie
- ▶ 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf Umbauteile
- ▶ Als einer der ersten Umbauer sind unsere Umbauten nach der Prüfvorschrift ECE-R 14 bzw. EG 76/115/EWG gecrasht und erfüllt worden.




MobiTEC GmbH & Co. KG  
Sonderfahrzeugtechnik  
Siedlerstraße 9  
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848  
Fax: 08395-934850  
E-Mail: [info@mobi-tec.de](mailto:info@mobi-tec.de)  
Internet: [www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)



Ihr Partner vor Ort:



[www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)