

wir machen Menschen mobil !

## 4-Punkt-Rollstuhlhaltesystem mit Personenrückhaltesystem

*nach DIN 75078 Teil 2*



### *Die hervorragenden Eigenschaften dieses Systems:*

- Die flexible Fitting-Verbindung gewährleistet ein Abspannen bei quer wie auch in Fahrtrichtung montierter Ankerschienen.
- Die Bandschleife am Fitting begünstigt ein einfaches Handling beim Befestigen sowie Lösen und dessen Lebensdauer wird zudem erhöht.
- Durch den handlichen Dreisterngriff am Spannretractor, erzielen Sie eine hohe Spannkraft.
- Der Spannretractor ist durch sein Aluminiumgehäuse sehr robust, sowie mit hoher Aufrollkapazität versehen.
- Die große Aufroll-Länge des Spannretractors gewährleistet die Befestigung nahezu jeden Rollstuhls.
- Für die optimale Sicherheit des Rollstuhlsassens kann das System mit statischem 2-Pkt. Sicherheitsgurt (Standard), 3-Pkt. Automatik-Sicherheitsgurt oder 4-Pkt. Hosenträgergurt, ausgerüstet werden.



### *Ihre Sicherheit ist unsere Motivation!*

Die einzelnen Komponenten sind bereits nach EG-Richtlinien geprüft worden. Das Komplettsystem hat bei Abschlusstests beim Fakt-Prüfzentrum das an den TÜV- Rheinland angeschlossen ist, mit bravur standgehalten und erfüllt somit die neue DIN 75078 Teil 2.

[www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)