

... wir machen Menschen mobil!

MobiTEC

SONDERFAHRZEUG
TECHNIK

GmbH & Co. KG

wir machen Menschen mobil !

CAROLIFT

140

Er verlädt Rollstühle oder Skooter in
Kombifahrzeuge und Minivans



Der Carolift 140 hebt motorbetriebene Rollstühle oder Skooter bis zu einem Höchstgewicht von 140 kg in Kombifahrzeuge, Minivans und Vans.

Er hat motorbetriebene Funktionen, um Rollstühle zu heben, nach innen und außen zu schwenken und zu senken. Alles was Sie zu tun haben ist die Kontrollknöpfe zu bedienen und so den Rollstuhl in die entsprechende Position zu dirigieren.

Wenn er nicht gebraucht wird kann er auf den Fahrzeugboden abgesenkt werden.

Der Kran wird mit Montagekonsole und Anschlussvorrichtung geliefert.

www.mobi-tec.de

MobiTEC GmbH & Co. KG
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850

www.mobi-tec.de
info@mobi-tec.de

... wir machen Menschen mobil!

MobiTEC

SONDERFAHRZEUG
TECHNIK

GmbH & Co. KG


wir machen Menschen mobil !

CAROLIFT

140

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

Der Kran kann auf den Boden abgesenkt werden.



MASSE

A= 105 cm inkl. Montagekonsole.
Höhenangepasst durch abkürzung.(biz 74 cm).

B= 82.5 cm. Die Länge wird durch abkürzung angepasst.

C= Max 134 cm

D= Max 62 cm

Kombifahrzeuge,
Minivans und
Grossraumvans.



Motorrollstühle
und
Skooter.



Max 140 kg

MOTORISIERT Heben/senken ↑↓

MOTORISIERT Schwenkung ↻

ANSCHLUSSVORRICHTUNG

Art. Nr: 101093
Carolift 140 wird mit
Anschlussvorrichtung mit 4 Gurten für alle komplett ausgestatteten, schwergewichtigen Rollstühle geliefert.



Art. Nr: 101103
Carolift 140 wird mit
C-kralle und T-Stange für Skooters und motorrollstühle mit Sitz geliefert.




MobiTEC GmbH & Co. KG
Sonderfahrzeugtechnik
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850
E-Mail: info@mobi-tec.de
Internet: www.mobi-tec.de



Reg. Nr. QA0611303029

Ihr Partner vor Ort:



www.mobi-tec.de

MobiTEC GmbH & Co. KG
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850

www.mobi-tec.de
info@mobi-tec.de