

wir machen Menschen mobil !

TECHNIK
RAUSCH

Ladeboy – Rollstuhlverladesystem für den Kofferraum



Der LADEBOY hilft Ihnen bequem und ohne Anstrengung den Rollstuhl in den Pkw einzuladen und auszuladen. Per Knopfdruck. Ohne Bücken, ohne Heben oder sonstiger Kraftaufwendung. Auf Grund dieser Eigenschaften eignet sich der LADEBOY für Begleiter und auch für Rollstuhlfahrer mit einer gewissen Restgehfähigkeit. Geeignet für nahezu alle Fahrzeugtypen.

Ladeboy S – Seitliches Rollstuhlverladesystem für alle 4-türigen Pkw

Alle viertürigen Fahrzeuge können verwendet werden. Die linke Tür hinter der Fahrertür wird zu einer Schwenktür (einer Art Schiebetür) umgerüstet. Hierzu wird an der Originaltür eine zuverlässige Schwenkmechanik angebracht, damit sich diese Tür automatisch öffnen und wieder schließen lässt. Per Knopfdruck wird die Schiebetür geöffnet und der Rollstuhl wird automatisch hinter den Fahrersitz eingeladen. Diese komfortable und sichere Bedienung erfolgt vom Fahrersitz aus und ist deshalb für alle Selbstfahrer geeignet. Auch bei Pkw mit serienmäßiger Schiebetür bestens geeignet.



Scooterboy – Rollstuhlverladesystem für den Kofferraum oder für die seitliche Schiebetür bis 150 kg Rollstuhlgewicht.



Die platzsparende Konstruktion des SCOOTERBOY ermöglicht es, nahezu den gesamten Innenraum des Pkw zu nutzen. Der Rollstuhl kann durch verschiedene Plattformgrößen quer oder längs zum Pkw verladen werden. Die Befestigung des SCOOTERBOY erfolgt vorwiegend an bereits serienmäßigen Halterungen im Fahrzeug, den Sitzhalterungen oder den Zurrösen. Damit erreichen Sie einen sicheren Einbau und erhalten darüberhinaus den Wert Ihres Pkw bei einem eventuellen Verkauf. Geeignet für Van und Mini-Van.

www.mobi-tec.de