

MOBITEC

Mobilität ohne Grenzen



Rollstuhlverladesystem Carolift 6000



Mobilität ohne Grenzen

Carolift 6000



Technische Daten

Ein Rollstuhlcran, der dank seines Designs auch bei sehr schrägen Heckklappen installiert werden kann

Carolift 6000 besitzt einen gewinkelten Kranarm (2 „Ellenbogen“), mit dem sich ein Rollstuhl von der Fahrzeugseite aus ein- und ausladen lässt. Sie können also den Rollstuhl auf dem Bürgersteig stehen lassen und müssen ihn nicht auf die Straße hinunterfahren. Die Kransäulenhöhe und die Kranarmlänge sind justierbar, um problemlos an verschiedene Kombimodelle angepasst werden zu können. Der Krankopf kann zudem abgewinkelt werden, um der Türöffnung besser zu folgen. Dank der Form des Kranarms kann der Kran auch in Kombis mit besonders schräger Heckklappe montiert werden.

Ein robustes Getriebe macht die Kransteuerung zuverlässig und wartungsfrei.

Der Kran ist mit einem widerstandsfähigen schwarzen Lack oberflächenbehandelt. Die Kräne sind geprüft und tragen das CE-Kennzeichen. Die Kranmontage geschieht auf einer stabilen Montagekonsole mit mehreren Befestigungspunkten im Fahrzeug. Die Geschwindigkeit des Krans kann vom Monteur gemäß dem Bedarf des Anwenders programmiert werden.

Technische Daten

Maximale Kapazität:	6000 181 kg
Justierbare Höhe	Ja
Justierbare Höhe des Krankopfs	Ja
Justierbarer Winkel des Krankopfes	Ja
Elektrisch betriebenes Schwenken	Ja
Elektrisch betriebenes Heben/Senken	Ja
Elektrisch betriebener Teleskop-Krankopf	Nein
Zusammenklappbarer Krankopf	Ja
Justierbare Endposition zum Schwenken bis zu 360 Grad	Ja



MobiTEC GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 6
D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0

☎ +49 83 95 / 91 00 89-99

✉ info@mobi-tec.de

www.mobi-tec.de