

MOBI TEC

Mobilität ohne Grenzen



Lösungen für Aktivfahrer Rutschbrett

Das Rutschbrett kann den Abstand zwischen Autositz und Rollstuhl überbrücken. Es wird seitlich zwischen Rückenlehnen und Autotür verstaut und zur Benutzung einfach heruntergeklappt.

Alternativ bieten wir auch die elektrische Variante, die sich besonders für hohe Fahrzeuge und SUV's eignet. Das Rutschbrett senkt sich hierbei noch elektrisch auf das Höhengniveau des Rollstuhls ab.

**MobiTEC GmbH & Co. KG**

Robert-Bosch-Straße 6

D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0

☎ +49 83 95 / 91 00 89-99

✉ info@mobi-tec.de

www.mobi-tec.de**Mobilität ohne Grenzen**