



## Schwenkhubsitzkonsole TURNY EVO G1 rechts

Baujahr	2015	Seriennummer:	2665368
ArMLEhne:	links	Max. Tragkraft	150KG
Sitz:	Recarositz	Vorbesitzer	1

Turny EVO ist ein Hebesitzsystem, das per Elektroantrieb herausgeschwenkt, gehoben und gesenkt wird. Es ist speziell für Fahrzeuge mit höherem Einstieg entwickelt, wie z.B. Minibusse, SUVs, Mehrzweckfahrzeuge und Vans.

Dieses Modell kann nur auf der Beifahrerseite eingebaut werden.

Schwenk-, Senk- und Hebebewegung werden über eine Handbedienung gesteuert. Das Produkt trägt die CE-Kennzeichnung, ist crashtestgeprüft und für eine Hebekapazität von 150 kg zugelassen.

Durch seine stufenlose Hebe- und Senkfunktion ist diese Schwenkhubsitzkonsole ideal für Rollstuhlfahrer, um sich seitlich in und aus dem Rollstuhl umsetzen zu können. Die Änderungen am Fahrzeug sind minimal und können leicht rückgängig gemacht werden, wenn ein Fahrzeugtausch ansteht.

**VK: 3150,- €** – von Privat (MwSt. nicht ausweisbar)

