



Schwenkhubsitzkonsole TURNY rechts

Baujahr	2002	Seriennummer:	-
Zustand:	Siehe Bilder	Max. Tragkraft	150KG
Sitz:	Recaro-Sitz	Vorbesitzer:	Mindestens 2

Turny ist ein nach außen drehbarer, elektrisch betriebener Autositzkran. Er ist speziell für Fahrzeuge mit erhöhter Bodenfreiheit entworfen worden, wie z. B. Minibusse, SUV's und Vans. Turny erleichtert das Ein- und Aussteigen aus dem Fahrzeug. Turny kann auch als Hilfe beim Aufstehen benutzt werden. Aufgrund der beliebig verstellbaren Höheneinstellung ist Turny ein ideales Hilfsmittel, um Personen aus oder in den Rollstuhl zu heben.

VK: 800,- € VB – von Privat (MwSt. nicht ausweisbar)

