

**MOBI**TEC

Mobilität ohne Grenzen



## Sitzumbauten

**Turny Evo** Der Schwenkhubsitz



Mobilität ohne Grenzen

## Der Turny Evo - Schwenkhubsitz

Vielleicht sind Sie in Ihrer Mobilität eingeschränkt, gehbehindert oder möglicherweise auf einen Rollstuhl angewiesen. Dennoch sollten Sie sich keine Sorgen machen, wie Sie in ein Fahrzeug oder wieder aus diesem heraus gelangen.

Der Turny Evo senkt den Sitz auf eine komfortable Höhe über dem Boden ab. Sie müssen nur Platz nehmen und die Handsteuerung betätigen, damit sich der Sitz sanft aufwärts und in das Auto bewegt.

Wer würde es nicht bevorzugen, auf einem Vordersitz statt hinten im Fahrzeug im Rollstuhl zu sitzen?

Der Turny Evo kann an der Beifahrersitzposition oder an einer der Türen in der zweiten Sitzreihe installiert werden. Dank der schlanken Konstruktion und der programmierbaren Bewegungsabläufe des Turny Evo kann er in mehr SUV's, Minivans, Minibusse, Crossover und vergleichbaren Fahrzeuge eingebaut werden als der herkömmliche Turny.

Ein weiterer Vorteil gegenüber dem Turny ist die mögliche Längsverstellung des Sitzes.

**Auf Grund seiner programmierbaren Schwenkbahn kann der Turny EVO in einigen Fahrzeugen auch auf der Fahrerseite montiert werden.**



**MobiTEC GmbH & Co. KG**  
Robert-Bosch-Straße 6  
D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0  
☎ +49 83 95 / 91 00 89-99  
✉ info@mobi-tec.de

[www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)