

MOBITEC

Mobilität ohne Grenzen



Sitzumbauten Turny Einfacheres Ein- und Aussteigen



Mobilität ohne Grenzen

Drehbarer Autositzkran für vorne oder hinten sitzende Passagiere

Turny ist ein nach außen drehbarer, elektrisch betriebener Autositzkran. Er ist speziell für Fahrzeuge mit erhöhter Bodenfreiheit entworfen worden, wie z. B. Minibusse, SUV's und Vans. Turny erleichtert das Ein- und Aussteigen aus dem Fahrzeug. Turny kann auch als Hilfe beim Aufstehen benutzt werden. Aufgrund der beliebig verstellbaren Höheneinstellung ist Turny ein ideales Hilfsmittel, um Personen aus oder in den Rollstuhl zu heben.

Turny kann vorne oder im Mittelteil des Fahrzeuges eingebaut werden. Um ein Maximum an Bein- und Kopffreiheit zu ermöglichen, empfehlen wir Sitze mit niedrigem Schwerpunkt, wie z. B. der BEV-Sitz oder der König-Sitz.

Leicht zu bedienen. Vereinfacht das Ein- und Aussteigen.



Modell	TURNY HD 300	TURNY HD 395
Senkrechte Hubhöhe	300 mm	395 mm
Originalhöhe	165 mm	165 mm
Sitzhöhe über Grund (niedrigste Position)	300 mm unter der Sitzhöhe des Fahrzeuges	395 mm unter der Sitzhöhe des Fahrzeuges
Maximale Tragkraft	150 kg	150 kg
Bedienung aufwärts nach innen, abwärts nach außen	elektrisch	elektrisch
Drehen nach innen/außen	Manuell	Manuell
Dauer des Hubvorgangs 150 kg (einwärts)	Ungefähr 25 Sek.	Ungefähr 28 Sek.
Gewicht	65,6 kg	67 kg

Durchgeführte Tests:
Crashtest, Zugtest, Ermattung, Tragfähigkeit, Klima (-40°C — +88°C), Elektrische Unterbrechung, Feuertest

Turny hat das CE-Zeichen, ist crashgetestet und erfüllt alle aktuellen Sicherheitsvorschriften. Turny ist so konstruiert, dass er eine Last von 150 kg heben kann. Turny wird an den originalen Sitzbefestigungspunkten montiert. Dies bedeutet, dass das Fahrzeug wieder leicht in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden kann.

MobiTEC GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 6
D-88450 Berkheim
☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0
☎ +49 83 95 / 91 00 89-99
✉ info@mobi-tec.de
www.mobi-tec.de